


















	OBLAST	KDY	METODA – ZPŮSOB POUŽITÍ	PRODUKT	POZNÁMKA
	Hygienická dezinfekce RUKOU	Před započetím práce, po kontaktu s kontaminovaným materiálem, po použití WC.	Vtírat min. 3 ml koncentrátu do suchých rukou po dobu 30 s. Též chirurgická dezinfekce (2 x 5 ml/3 min).	DESMANOL DESDERMAN N DESDERMAN GEL SENSIVA bez barviv a parfemace	<ul style="list-style-type: none"> • baktericidní (vč. TBC), fungicidní, virucidní (HBV, HCV, HIV, vaccinia, rotaviry) • baktericidní, fungicidní, virucidní (HAV, HBV, HCV, polioviry, rotaviry, Herpes Simplex) • MRSA • s obsahem kyseliny mléčné, baktericidní (vč. Tb), fungicidní, HAV, HBV, HIV, vaccinia
	Mytí rukou a těla, dezinfekční mytí	Dle potřeby. Po kontaminaci.	Použitím koncentrátu z dávkovače. Důkladně omýt a osušit jednorázovým ubrouskem.	ESEMTAN Waschlotion OCTENISAN PRIMASEPT MED 3 ml/1 min a smýt	<ul style="list-style-type: none"> • také pro obličej a vlasaté části – nedráždí • baktericidní (vč. Tb), MRSA, listerie, virucidní (HBV, HIV, Papova), fungicidní
	Péče o ruce a pokožku	Dle potřeby několikrát denně.	Vetřít do pokožky.	ESEMTAN Hautbalsam ESEMTAN olej	<ul style="list-style-type: none"> • emulgovaný olej ve vodě s ureou vysoce hydratační / přírodní sojový olej
	Lokální dezinfekce	Před odběry krve , před injekcemi .	Aplikovat přípravek, dodržet expoziční dobu (nechat místo oschnout). Též ve formě ubrousků. K alternaci přípravků s remanentní účinností (až 6 hod):	KODAN TINKTUR FORTE 15 s, předoperačně 1 min OCTENIDERM	<ul style="list-style-type: none"> • baktericidní (vč. Tb), fungicidní, virucidní (HAV, HBV, HIV), výrazný remanentní efekt a také jako profylaxe infekcí kožních mikroskop. hub
	DEZINFEKCE SLIZNICE	Dle potřeby.	Tampony, sprejová metoda, výplachy, oplachy...	OCTENISEPT účinnost do 30 s, působení 1 min	<ul style="list-style-type: none"> • MRSA, pro pre-, intra- a postoperativní ošetření sliznic, ran u dětí, kojenců atd.
	NÁSTROJE RUČNÍ MANIPULACE dezinfekce	Po použití.	Manipulace s nástroji pouze v ochr. rukavicích, umístit použité nástroje ihned do dezinfekčního roztoku a dodržet dobu působení. Vyjmout, opláchnout pod tekoucí vodou (destil.) a dát sterilizovat v uzavřených kontejnerech.	GIGASEPT INSTRU AF 4 % – 30 min 5 % – 15 min ultrazvuková lázeň 4 % – 5 min	<ul style="list-style-type: none"> • čistí a dezinfikuje současně • mikrob. účinnost pod zátěží až 7 dní, samoregenerační schopnost roztoku • MRSA
	TEPLOMĚRY digitální, rtuťové	Po použití.	Vydezinfikovat a omýt pod tekoucí vodou. Použití ochranného obalu je nezbytné při rektálním použití.	GIGASEPT INSTRU AF 4 % – 30 min 5 % – 15 min	<ul style="list-style-type: none"> • alterance GIGASEPT FORTE AF • 2 % / 15 min, 5 % / 5 min v ultrazvuku 2 % / 5 min • SM LABOR – špičková čistící účinnost
	ZAŘÍZENÍ Monitory apod.	Po použití, denně.	Otřením namokro nebo smočením. Přebytečný roztok osušit, neoplachovat.	TERRALIN PROTECT 0,25% roztok – 60 min 0,75 % – 30 min	<ul style="list-style-type: none"> • baktericidní (vč. Tb), MRSA, virucidní (HAV, HBV, adenoviry, rotaviry) • pracovní roztok nedráždí pokožku
	POVRCHY Pracovní plochy	Dle potřeby, 1 x denně.	Setřít namokro, neoplachovat.	7,5 ml na 1 l vody koncentrát – 5 min	<ul style="list-style-type: none"> • vhodný i pro problematické materiály např. akryl • vany, výlevky – odstraňuje i vodní kámen
	Postýlky INKUBÁTORY vozíky	Po každém dítěti.	Setřít/otřít namokro, neoplachovat. Když se nepoužívá protiprachová příkrývka.	nebo PERFORM 0,5% roztok – 60 min 1 sáček 40 g do 8 l vody)	<ul style="list-style-type: none"> • aktivní kyslík – žádný únik toxických par do ovzduší • účinnost připraveného roztoku – 30 hod • dezinfekce a čištění v jednom cyklu • granulát se rozpouští ve vlažné/studené vodě
	Přebalovací stoly a další plochy	Dle potřeby, 1 x denně. 1–2 x denně.	Setřít/otřít namokro, dítě položit na čistou plenu nebo zabalit do ručníku.	0,75 % – 10 min (1 sáček 40 g do 6 l vody)	<ul style="list-style-type: none"> • roztok má bělicí účinky na textilie
	Malé předměty		Ponořením a následně opláchnout vodou.	spory 1,5 % – 15 min (1 sáček 40 g do 3 l vody) polioviry 2 % – 30 min (1 sáček 40 g do 2 l vody) TBC 2 % – 60 min rotaviry 0,5 % – 1 min Papova SV 0,5 % – 1 min vany, výlevky 1,5 % – 15 min kontaktní infekce 3 % – 4 hod nebo	
	Lahve na mléko lednice, nádobí	Denně.	Setřít/otřít namokro, neoplachovat.	BURATON 10F při silnějším znečištění	<ul style="list-style-type: none"> • plně virucidní 0,5 % / 60 min • sporicidní 3 % / 4 hod
	Hračky	Pro každé dítě dle potřeby.	Plastové hračky ponořením do dezinfekčního roztoku, dřevěné hračky otřením dezinfekčním roztokem, textilní hračky vypráním v pračce.		
	Podložky dětské vaničky	Denně, po použití.	Setřít/otřít namokro, neoplachovat.		
	Umyvadla	Dle potřeby 1x denně.	Setřít/otřít namokro, neoplachovat.		
	toalety	1–2 x denně.	Vlhký úklid.		
	Odpadové koše	1 x denně.	Prázdné odpadové koše – vlhký způsob, výměna odpadových pytlů.		
	Čistící prostředky	Po použití.	Mopy, hadry, houby – chemickotermickým způsobem v centrální prádelně nebo pračce nebo namočením do dezinfekce na noc.		
	Podlahy	Denně.	Vlhký úklid, metoda dvou mopů.		
	Rychlá dezinfekce ploch postříkáním bezaldehydová alkoholová	Dle potřeby.	Postříkáním smočít danou oblast, nechat zaschnout (přebytečné množství možno vysušit buničinou). Obsahuje alkohol. Ubrouskem vlhkou metodou setřít a nechat zaschnout.	MIKROZID liquid AF koncentrát, 1–2 min MIKROZID TŮCHER ubrousky v dóze, 1–2 min MIKROZID SENSITIVE	<ul style="list-style-type: none"> • HAV, HBV, HCV, HIV, TBC, MRSA, rotaviry polioviry – 30 min, nezanechává stopy • také pro dezinfekci nástrojů, pomůcek, dekontaminaci flexib. endoskopů kromě materiálů citlivých na alkohol • bez alkoholu, vhodný pro akryl, plasty apod.

Kompletní příslušenství: Dezinfekční vany (3 l, 5 l, 10 l, 30 l), frezátor (BUR BOX) na malé a rotující nástroje, dávkovací pumpy, rozprašovací hlavice, dávkovací uzávěr na 20 ml, SM2 – pákový nástěnný dávkovač s nastavitelným dávkováním na dezinfekci a mýdlo, zásobníky papírových ručníků a toaletního papíru, vonný program (digitální časové rozprašovače vůní). Ultrazvukové čističky atd.

AGENS J. D. – Ing. J. Dědič, Ledvinova 8 • Vzorková prodejna – Ledvinova 4, 149 00 PRAHA 4

Tel./fax: 27 29 25 267, www.agens.cz, e-mail: agens@agens.cz

Okamžitý servis po celé ČR – poradenská služba – individuální konzultace, přednášky

OBJEDNÁVKY: Tel./fax/zázn.: 27 29 25 267, e-mail: agens4@volny.cz