

















	CO	KDY	JAK	PRODUKT	SPEKTRUM
	RUCE Hygienická (i chirurgická) dezinfekce	před započítím práce po kontaktu s kontaminovaným materiálem po použití toalety	Vtírat nejméně 3 ml koncentrátu do suchých rukou po dobu 30 sekund. (chirurgická dezinfekce – 2x 5 ml/3 min.) Klinicky prokázán inaktivační účinek na polioviry a kožní mikroskopické houby na lidských rukách. Obvyklé vysoušení pokožky je odstraněno obohacením přípravku o látky udržující vláčnost a o složky zabezpečující zpětné omaštění pokožky. K příp. alternativ s přípravku DESDERMAN resp. SENSIVA.	DESDERMAN N SENSIVA (bez barviv a parfemace) DESMANOL	<ul style="list-style-type: none"> • bezkonkurenční spektrum účinků • baktericidní, fungicidní, virucidní (HAV, HBV) • s obsahem kys. mléčné, baktericidní (vč. Tb), fungicidní, virucidní (HAV, HBV, HIV, vaccinia) • baktericidní (vč. TBC), fungicidní, virucidní (HBV, HCV, HIV, vaccinia, rotaviry)
	Mytí rukou a těla, dezinfekční mytí	dle potřeby po kontaminaci	Použitím koncentrátu z dávkovače důkladně omýt a osušit jednoráz. ubrouskem (3 ml-1 min. a smýt). Dezinfikuje a myje současně . Antiseptické mytí a dekontaminace těla při MRSA.	ESEMTAN Mýdlo PRIMASEPT MED OCTENISAN	<ul style="list-style-type: none"> • také pro obličej a vlasaté části – nedráždí • baktericidní (vč. Tb), MRSA, listerie, virucidní (HBV, HIV, Papova), fungicidní • antimikrobiální mycí emulze
	Péče o ruce a pokožku, dekubity	dle potřeby několikrát denně	Vetřít do pokožky eventuelně dle návodu. Velmi účinný při pruritu (svědění) pokožky. Aktivující kombinace vysoce účinných bylinných látek.	ESEMTAN BALZAM - OLEJ - AKTIV GEL	<ul style="list-style-type: none"> • emulgovaný olej ve vodě s ureou – vysoce hydratační – koupele, • prevence dekubitů, prokrvení tkáně
	POKOŽKA lokální dezinfekce	před odběry krve před injekcemi chirurg. zásahy	Aplikovat přípravek (15 s), dodržet expozič. dobu (nechat místo oschnout), ošetřování ran, stehů. Velmi dobrá kožní tolerance. Špičková bakteriostatická účinnost, zejména proti grampozitivním bakteriím i proti dermatofytům a kvasinkám.	KODAN TINKTUR též ubrousky OCTENIDERM	<ul style="list-style-type: none"> • baktericidní (vč. Tb), fungicidní, virucidní (HAV, HBV, HIV) • profylaxe infekcí kožních mikroskopických hub • výrazný remanentní efekt – až 6 hod.
	antiseptická dezinfekce (též sliznice)	před katetrizací, sliznice, poraněná pokožka	Aplikujte sterilním, dobře smočeným tamponem několikrát (4–6x), i postřík, podporuje hojení ran . Kůži, sliznici ani otevřenými ranami se nevstřebává.	OCTENISEPT koncentrát – 1 min. oplachy, výplachy – lze ředit	<ul style="list-style-type: none"> • určen také k dekontaminaci celého těla u pacientů s MRSA, cévkování aj. též viry včetně HERPES SIMPLEX
	NÁSTROJE RUČNÍ MANIPULACE dezinfekce	po použití	Manipulace s nástroji pouze v ochr. rukavicích, umístit použité nástroje ihned do dezinfekčního roztoku a dodržet dobu působení, vyjmout, opláchnout pod tekoucí vodou, sterilizovat. Příslušenství: dezinfekční vany.	GIGASEPT INSTRU AF 1,5%-60 min. 2%-30 min. 3%-15 min. v ultrazvukové lázni 3%-5 min.	<ul style="list-style-type: none"> • baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní, virucidní (HBV, HCV, HIV, adenoviry, Papova) • čistí i dezinfikuje současně, mikrob. účinnost pod zátěží až 7 dní samoregenerační schopnost roztoku • pracovní roztoky jsou biologicky odbouratelné, nedráždivé, nízkotoxické a příjemně voní
	TEPLOMĚRY digitální, rtuťové	po použití	Vydezinfikovat a omýt pod tekoucí vodou, použití ochr. obalu je nezbytné při rektálním použití.		
	POVRCHY Pracovní plochy	dle potřeby 1x denně	Setřít namokro – neoplachovat.	TERRALIN PROTECT 0,25% roztok/60 min. 0,75% roztok/30 min. koncentrát – 5 min.	<ul style="list-style-type: none"> • baktericidní vč. Tb, MRSA, virucidní (HAV, HBV, adenoviry, rotaviry) • pracovní roztok nedráždí pokožku, vhodný i pro problematické materiály např. akryl. sklo • vany, výlevky – odstraňuje i vodní kámen
	ZAŘÍZENÍ Monitory apod.	po použití denně	Otřením/smočením namokro. Přebytečný roztok osušit – neoplachovat.	nebo PERFORM 0,5% roztok/60 min. (40 g do 8 l vody) 0,75% roztok/10 min. (40 g do 6 l vody) spóry – 1%-2 hod. polioviry – 2%-30 min. (40 g do 2 l vody) TBC – 2%-60 min. vany, výlevky 1,5%-15 min. kontaktní infekce 3%/4 hod.	<ul style="list-style-type: none"> • aktivní kyslík – žádný únik toxických par • účinnost připraveného roztoku 30 hod. dezinfekce a čištění v jednom cyklu • granulát se rozpouští ve vlažné/studené vodě • roztok má bělicí účinky na textilie 40 g = 1 sáček či 2 dávky odměrkou • denní vlhký úklid a dezinfekce voděodolných povrchů a pomůcek ve zdravotnictví, ústavech sociální péče, pečovatelských službách, domovech důchodců a celém spektru užívání dezinfekčních a čistících prostředků
	POSTELE, KŘESLA, VOZÍKY, VÝŠETŘ. STOLY a jiné malé předměty	dle potřeby	Setřít/otřít namokro – neoplachovat.		
	UMYVADLA, VANY, SPRCHY, TOALETY	dle potřeby 1x denně 1–2x denně	Setřít/otřít namokro – neoplachovat. Vlhký úklid.		
	ODPADOVÉ KOŠE	1x denně	Prázdné odpadové koše – vlhký způsob. Výměna odpadových pytlů.		
	ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY	po použití smetáky, vědra aj.	Mopy/hadry/houby – chemickotermickým způsobem v centrální prádelně/práče či namočením do dezinfekce na noc.		
	PODLAHY INVENTÁŘ	denně	Vlhký úklid/metoda dvou mopů.		
	RYCHLÁ DEZINFEKCE PLOCH bezaldehydová, alkoholová	dle potřeby	POSTŘÍKEM smočit danou oblast, nechat zaschnout (přebyt. množství možno vysušit buničinou). UBROUSKEM vlhkou metodou setřít a nechat zaschnout, optimální aplikační formy pro stacionář i terén (roztok i napuštěné ubrousky).	MIKROZID liquid koncentrát/1–2 min. MIKROZID SENSITIVE MIKROZID TÚCHER ubrousky/1–2 min.	<ul style="list-style-type: none"> • HAV, HBV, HCV, HIV, MRSA, rotaviry, TBC, polioviry – 30 min., nezanechává stopy, vhodný také pro plasty, akryl, sklo aj. • také pro dezinfekci nástrojů, pomůcek atd. otěrem
	ÚSTNÍ HYGIENA	denně	Výplachy ústní dutiny, redukuje podráždění apod.	ESEMDENT OCTENISEPT	bez cukru a alkoholu bakterie, viry vč. HERPES SIMPLEX (nepolykat)

Kompletní příslušenství: Dezinfekční vany (3 l, 5 l, 10 l), frezátor na malé a rotující nástroje, dávkovací pumpy, rozprašovací hlavice, dávkovací uzávěr na 20 ml, SM2 – pákový nástěnný dávkovač s nastavitelným dávkováním na dezinfekci a mýdlo, zásobníky papírových ručníků a toaletního papíru, vonný program (digitální časové rozprašovače vůní). Ultrazvukové čističky atd.

AGENS J. D. – Ing. J. Dědič, Ledvinova 8 • vzorková prodejna – Ledvinova 4, 149 00 PRAHA 4
Tel./fax: 27 29 25 267, www.agens.cz, e-mail: agens@agens.cz
Okamžitý servis po celé ČR – poradenská služba – individuální konzultace, přednášky
OBJEDNÁVKY: Tel./fax/zázn.: 27 29 25 267, e-mail: agens4@volny.cz